



**Heamostica®**

شفا آزمای پارسین


# Coagulation Consumables

- کووت و ساچمه کوواگلوتر استیلکس
- کووت و ساچمه کوواگلوتر استاگو
- محلول های شوینده ی کوواگلوتر استاگو
- دارای تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت



# DIAGNOSTIC CATALOGUE

# COAGULATION





## Dilute Russell's Viper Venom Time (DRVVT)

- تشخیص ضد انعقاد های لوپوسی (LA)
- تست غربالگری و تاییدی

## Fibrinogen Assay

- سنجش سطح فیبرینوژن به روش Clauss
- قابل استفاده به هر دو روش دستی و دستگاهی



## Calcium Chloride 25mM

- محلول کلسیم کلرید برای تست PTT
- پایداری بالا در دمای ۴ تا ۸ درجه تا تاریخ انقضا
- درج شده حتی پس از باز شدن ویال

# DIAGNOSTIC CATALOGUE

# COAGULATION



## Prothrombin Time(PT)

- کیت PT با حساسیت متناسب با نیاز آزمایشگاه (ISI: ۱.۲ - ۱.۴)
- پودر لئوفیلیزه
- پایداری بالا پس از باز شدن درب ویال
- قابل استفاده به هر دو روش دستی و دستگاهی

## Activated Partial Thromboplastin Time(aPTT)

- کیت PTT با حساسیت بالا
- آماده مصرف
- پایداری بالا
- قابل استفاده به هر دو روش دستی و دستگاهی



## Coagulation Control

- کنترل برای ارزیابی کیت PT و PTT
- پلاسما لئوفیلیزه
- پایداری تا یک ماه در دمای -20 درجه پس از باز شدن درب ویال
- قابل استفاده به هر دو روش دستی و دستگاهی